


Anti-Nudc Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y266

Artikelnummer: CM0027519



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches NUDC (Kernmigrationsprotein nudC), validiert für WB und ELISA. Geeignet zum Nachweis von NUDC in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Rekombinantes Immunogen, 38 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10726
GenID	10726
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-331 von menschlichem NUDC (NP_006591.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y266
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel