


Anti-Nudc-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Y266

Artikelnummer: CM0009737



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NUDC, geeignet für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit NUDC aus Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung von Mitose, Zytokinese und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDC-Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	10726
GeneID	10726
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 232-331 des humanen NUDC (Q9Y266) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y266
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Kühlakku