

Anti-Nudel/Ndel1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Gzm8

Artikelnummer: CM0010254



Einführung

Anti-NUDEL/NDEL1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Geeignet für die Forschung in Neuroentwicklung, Zytoskelettorganisation und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDEL/NDEL1 Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	81565
Gen-ID	81565
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NUDEL/NDEL1 (Q9GZM8) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9GZM8
Protein-Gewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel