

Anti-Nudt15-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Artikelnummer: CM0027182



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches NUDT15, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Nukleotidstoffwechsels, der Thiopurin-Arztneimittelreaktion und der Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT15 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55270
GenID	55270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-164 von menschlichem NUDT15 (NP_060753.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NV35
Proteingewicht	19kDa
Versand	Eisbeutel