

Anti-Nudt15 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Artikelnummer: CM0013311



Einführung

Kaninchen-polylonaler Antikörper gegen menschliches NUDT15, geeignet für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Nukleotidstoffwechsel, Thiopurin-Wirkstoffantwort und DNA-Synthese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT15 Rabbit pAb
Anmerkungen / Aliase	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	55270
GenID	55270
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-164 von menschlichem NUDT15 (NP_060753.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9NV35
Proteinmasse	19 kDa
Versand	Eispackung