

Anti-Nudt16 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q96De0

Artikelnummer: CM0021023



Einführung

Kaninchen-poliklonale Antikörper gegen NUDT16, eine U8-snoRNA-Entkappungsenzym und Nukleotidpool-Desinfektionsmittel. Validiert für WB und ELISA bei Mensch und Maus. Ideal für Studien zum RNA-Stoffwechsel und zur Nukleinsäure-Qualitätskontrolle.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT16 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NUDT16
Spezies	Mensch
Gen-ID	131870
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-130 des menschlichen NUDT16 (NP_689608.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q96DE0
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Eisbeutel