


Anti-Nudt2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P50583

Artikelnummer: CM0026982



Einführung

NUDT2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges NUDT2. Ideal zur Untersuchung der Ap4A-Hydrolase-Funktion, der RNA-Decapping und verwandter neurologischer Störungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APAH1; IDDPN; NUDT2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	318
GenID	318
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-147 von menschlichem NUDT2 (NP_001152.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P50583
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel