

Anti-Nudt21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43809

Artikelnummer: CM0029014



Einführung

NUDT21 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für Western Blot, IHC und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges NUDT21. Ideal für die Untersuchung der prä-mRNA-Spaltung und Polyadenylierung sowie die Forschung zur alternativen Polyadenylierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT21 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPSF5; CFIM25; NUDT21
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11051
GenID	11051
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-227 von menschlichem NUDT21 (NP_008937.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43809
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Eisbeutel