


Anti-Nudt5 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ukk9

Artikelnummer: CM0002278



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes NUDT5, geeignet für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreaktivität mit Human-, Maus- und Rattenproben. NUDT5 ist eine ADP-Zucker-Pyrophosphatase, die an der nukleären ATP-Synthese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUDT5 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	YSA1; YSA1H; YSAH1; hNUDT5; NUDT5
Spezies	Human
GeneID (Human)	11164
GeneID	11164
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NUDT5 (Q9UKK9).
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKK9
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel