

## Anti-Nudt6 Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P53370

Artikelnummer: CM0018311



### Einführung

NUDT6 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NUDT6 gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. NUDT6 hydrolysiert NADH und FAD und kann die Zellproliferation regulieren, was es für Studien zu Nukleotidmetabolismus und Mitochondrien wertvoll macht.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NUDT6 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | GFG1; GFG-1; ASFGF2; FGF-AS; FGF2AS; NUDT6                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 11162                                                                                                                       |
| GenID             | 11162                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 121-316 von humanem NUDT6 (NP_009014.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS             | P53370                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                   |