


Anti-Nuf2 Kaninchenmonoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bzd4

Artikelnummer: CM0003012



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Anti-NUF2-Antikörper, validiert für Anwendungen in WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem NUF2, einem Kinetochorprotein, das für die Chromosomensegregation essenziell ist; vorhergesagtes Molekulargewicht 54 kDa. Ideal für Forschung zu Zellzyklus und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUF2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CDCA1; CT106; NUF2R; NUF2
Art	Mensch
GeneID	83540
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem NUF2 (Q9BZD4) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BZD4
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel