


Anti-Numa1-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14980

Artikelnummer: CM0011410



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NUMA1 (NMP-22), validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für Untersuchungen der mitotischen Spindel und der Kernmatrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUMA1-Kaninchen-mAk
Bezeichnungen/Alias	NUMA; NMP-22; NUMA1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	4926
GeneID	4926
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2000–2100 des humanen NUMA1 (Q14980) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14980
Proteingewicht	238 kDa
Versand	Kühlakku