


Anti-Numa1 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14980

Artikelnummer: CM0015396



Einführung

Kaninchen-polyklonale Antikörper gegen humanes NUMA1 (Nukleares Mitoseapparat-Protein 1, NMP-22). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von mitotischen Spindeldynamiken und der Organisation der Kernmatrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUMA1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	NUMA; NMP-22; NUMA1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4926
Gen-ID	4926
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-309 des humanen NUMA1 (NP_006176.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14980
Proteinmasse	238 kDa
Versand	Eisbeutel