


Anti-Numb-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49757

Artikelnummer: CM0011421



Einführung

Hochwertiger Anti-NUMB-Kaninchen-Monoklonalantikörper, validiert für WB, IP und ELISA in humanen und murinen Proben. Erkennt das Protein Numb-Homolog (P49757), einen wichtigen Regulator der Endozytose und Neurogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUMB-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Spezies	Human
GeneID (human)	8650
GeneID	8650
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1-100 von humanem NUMB (P49757) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P49757
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eistasche