


Anti-Numb Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49757

Artikelnummer: CM0027769



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches NUMB, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt endogenes NUMB in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. Ideal für Forschung zu Neurogenese und Endozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUMB Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	S171; C14orf41; c14_5527; NUMB
Spezies	Mensch
Gen-ID	8650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 521-640 des menschlichen NUMB (NP_003735.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P49757
Proteinmasse	71kDa
Versand	Eisbeutel