

Anti-Nup107 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P57740

Artikelnummer: CM0013201



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NUP107, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt NUP107 in Proben von Menschen, Mäusen und Ratten. NUP107 ist ein Protein des Kernporenkomplexes, das für die Assembly von NPC und die Nephrogenese essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP107 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ODG6; NUP84; NPHS11; GAMOS7; NUP107
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57122
Gen-ID	57122
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 766-925 von humanem NUP107 (NP_065134.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P57740
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eispackung