

Anti-Nup153 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49790

Artikelnummer: CM0006793



Einführung

Der NUP153 Kaninchen monoklonale Antikörper von CamelBio detektiert humanes, murines und ratten Nucleoporin 153 (154 kDa) für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Ideal für die Erforschung des Kernporenkomplexes, des nukleo-zytoplasmatischen Transports und von Virus-Wirt-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP153 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	N153; HNUP153; NUP153
Spezies	Human
GeneID (Human)	9972
GeneID	9972
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NUP153 (P49790) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P49790
Protein-Gewicht	154 kDa
Versand	Eisbeutel