


Anti-Nup155 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75694

Artikelnummer: CM0004416



Einführung

Anti-NUP155 Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt menschliches und murine NUP155, ein 155 kDa schweres Kernporenkomplex-Protein, das für den Nukleozytoplasmatischen Transport essenziell ist. Ideal für Studien zur Zellbiologie und Transportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP155 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	N155; ATFB15; NUP155
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9631
GenID	9631
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 901-1050 des menschlichen NUP155 (NP_705618.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O75694
Proteinmasse	155kDa
Versand	Eisbeutel