


Anti-Nup155 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O75694

Artikelnummer: CM0025416



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes NUP155 (155 kDa Nukleoporin) gerichtet ist und für Western Blot (WB) und ELISA validiert wurde. Wesentliche Komponente des Kernporenkomplexes für den nukleozytoplasmatischen Transport; ideal für die IVD-Forschung und Assay-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP155 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	N155; ATFB15; NUP155
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9631
Gen-ID	9631
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1102-1391 von humanem NUP155 (NP_705618.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O75694
Proteingewicht	155kDa
Versand	Eisbeutel