


Anti-Nup160 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q12769

Artikelnummer: CM0030666



Einführung

NUP160 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA mit humaner Reaktivität. Ziel ist das Kernporenkomplex-Protein Nup160, ein 162kDa-Nukleoporin, das am mRNA-Transport beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des NPC und des nukleozytoplasmatischen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP160 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPHS19; NUP160
Spezies	Mensch
GeneID	23279
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 40-150 des humanen NUP160 (NP_056046.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q12769
Proteingewicht	162kDa
Versand	Eistasche