


Anti-Nup205 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92621

Artikelnummer: CM0023641



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NUP205, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion des Kernporenkomplexes und der Mechanismen des nukleozytoplasmatischen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP205 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPHS13; C7orf14; NUP205
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	23165
Gen-ID	23165
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 10-120 des humanen NUP205 (NP_055950.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q92621
Proteingewicht	228 kDa
Versand	Eistasche