


Anti-Nup210 (Gp210/Pom210) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q8Tem1

Artikelnummer: CM0021245



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen NUP210 (GP210, POM210) gerichtet ist, ein 205 kDa Nukleoporen-Membranglykoprotein. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu humanen und murinen Proben. Geeignet für Forschung zur Nukleoporenkomplex-Assembly und zum Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP210 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GP210; POM210; NUP210
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	23225
GenID	23225
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 680-880 von humanem NUP210 (NP_079199.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8TEM1
Proteingewicht	205kDa
Versand	Eisbeutel