


Anti-Nup35 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8Nfh5

Artikelnummer: CM0013808



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Nukleoporin NUP35 gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für die Forschung an Nukleoporenkomplexen und Transportprozessen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP35 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MP44; NP44; MP-44; NUP53; NUP35
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	129401
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-326 von humanem NUP35 (NP_612142.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8NFH5
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel