


Anti-Nup50 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper - Q9Ukx7

Artikelnummer: CM0027310



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NUP50 (Q9UKX7) für WB, IHC-P, ELISA-Anwendungen. Validiert für humane, murine und Rattensamples; geeignet für Studien zum Kernporenkomplex und Proteinimport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP50 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NPAP60; NPAP60L; NUP50
Spezies	Human
GeneID (Human)	10762
GeneID	10762
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKX7
Proteingewicht	50kDa
Versand	Eisbeutel