


Anti-Nup54 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q7Z3B4

Artikelnummer: CM0015308



Einführung

Anti-NUP54 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten NUP54-Protein (~55 kDa). Ideal für die Erforschung des Kernporenkomplexes und des nukleozytoplasmatischen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP54 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NUP54
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	53371
Gen-ID	53371
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 100-400 von humanem NUP54 (NP_059122.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q7Z3B4
Proteingewicht	55kDa
Versand	Eistasche