


## Anti-Nup62 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P37198

Artikelnummer: CM0002200



### Einführung

Anti-NUP62 Kaninchen monoklonaler Antikörper validiert für WB, IP und ELISA; reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-NUP62. Zielt auf ein Nuklearporenkomplex-Protein ab, das an den nukleozytoplasmatischen Transport und die mitotische Progression beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                     |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | NUP62 Kaninchen mAb                                                                                                      |
| Bemerkungen/Aliase | p62, IBSN, SNDI, NUP62                                                                                                   |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                   |
| GenID (Mensch)     | 23636                                                                                                                    |
| GenID              | 23636                                                                                                                    |
| Immunogen          | Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 423-522 des menschlichen NUP62 entspricht (P37198) |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                   |
| Anwendung          | WB, IP, ELISA                                                                                                            |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                      |
| SWISS              | P37198                                                                                                                   |
| Proteinmasse       | 53 kDa                                                                                                                   |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                |