


## Anti-Nup62 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P37198

Artikelnummer: CM0020001



### Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen humanes NUP62, eine Komponente des Kernporenkomplexes, die am nukleozytoplasmatischen Transport und der mitotischen Regulation beteiligt ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                        |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | NUP62 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | p62; IBSN; SNDI; NUP62                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                      |
| Gen-ID (Mensch)   | 23636                                                                                                                       |
| Gen-ID            | 23636                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 403-522 des humanen NUP62 (NP_036478.2) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                      |
| SWISS             | P37198                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 53 kDa                                                                                                                      |
| Versand           | Eispackung                                                                                                                  |