

Anti-Nup85 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bw27

Artikelnummer: CM0013040



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen menschliches NUP85, ein Protein des Kernporenkomplexes, das am NPC-Aufbau, RNA-Export, Mitose und Monozyten-Chemotaxis beteiligt ist. Validiert für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP85 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	Nup75; FROUNT; NPHS17; NUP85
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	79902
GenID	79902
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 427-656 von menschlichem NUP85 (NP_079120.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BW27
Proteingewicht	75 kDa
Versand	Eispackung