


Anti-Nup93 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8N1F7

Artikelnummer: CM0027379



Einführung

NUP93 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten NUP93. Geeignet für die Erforschung des Kernporenkomplex-Aufbaus und der Podozytenmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NUP93 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NIC96; NUP93
Spezies	Human
GeneID (human)	9688
GeneID	9688
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend der Aminosäuren 670-819 von humanem NUP93 (NP_055484.3) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N1F7
Protein-Gewicht	93kDa
Versand	Eistasche