

Anti-Nup98-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb - P52948

Artikelnummer: CM0007086



Einführung

NUP98-Kaninchen-mAb, validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes NUP98 in Spezies wie Mensch, Maus und Affe. Unverzichtbares Werkzeug für Studien zum Transport und zur Assemblierung des Kernporenkomplexes.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUP98-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	ADIR2; NUP96; NUP196; Nup98-96; NUP98
Spezies	Mensch
Gen-ID	4928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 712-863 des humanen NUP98 entspricht (NP_001352055.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Affe
SWISS	P52948
Proteingewicht	198 kDa
Versand	Kühlakku