


Anti-Nur77 (Kd Validiert) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P22736

Artikelnummer: CM0006682



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes NUR77 (NR4A1). Validiert für Western Blot (WB) und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Ideal für Forschung zu nukleären Rezeptorsignalwegen und Entzündungsreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] NUR77 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77; [KD validiert] NUR77
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3164
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 250-350 von humanem NUR77 (NP_002126.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22736
Proteingewicht	64 kDa
Versand	Eisbeutel