


Anti-Nur77 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P22736

Artikelnummer: CM0024922



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes NUR77 (NR4A1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Geeignet für die Erforschung von Kernrezeptor-Signalwegen, Entzündungen und Apoptose. 64 kDa Protein, Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	NUR77 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	HMR; N10; TR3; NP10; GFRP1; NAK-1; NGFIB; NUR77
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3164
GenID	3164
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 300-400 von humanem NUR77 (NP_002126.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P22736
Proteinmasse	64kDa
Versand	Eisbeutel