

Anti-Nutf2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P61970

Artikelnummer: CM0013620



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes NUTF2 (NTF2/PP15), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Ideal für die Erforschung des nukleozytoplasmatischen Transports. Kreuzreaktiv mit humanen und Rattenproben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NUTF2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NTF2; PP15; NTF-2; NUTF2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10204
Gen-ID	10204
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-127 des humanen NUTF2 (NP_005787.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P61970
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Kühlakku