

Anti-Nxf1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Ubu9

Artikelnummer: CM0008727



Einführung

Hochwertiger Anti-NXF1 (TAP) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für humanes WB, IP und ELISA. Zielt auf den nukleären RNA-Exportfaktor 1, einen wichtigen mRNA-Exportrezeptor, ab. Vorhergesagtes Molekulargewicht 70 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NXF1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAP; MEX67; NXF1
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	10482
GenID	10482
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-92 von humanem NXF1 (Q9UBU9) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q9UBU9
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel