

Anti-Nxf1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ubu9

Artikelnummer: CM0029590



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes NXF1 (TAP/MEX67), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung des mRNA-Exports und des Kerntransports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NXF1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	TAP; MEX67; NXF1
Spezies	Human
GeneID (Human)	10482
GeneID	10482
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200-300 von humanem NXF1 (NP_006353.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UBU9
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel