

Anti-Nxt2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Npj8

Artikelnummer: CM0015571

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes NXT2 (NTF2-related export protein 2). Validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ein unverzichtbares Werkzeug für die Untersuchung des nukleären Exports von mRNA und Proteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NXT2 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	P15-2; NXT2
Spezies	Human
GeneID (Human)	55916
GeneID	55916
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-180 des humanen NXT2 (NP_061168.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NPJ8
Proteingewicht	16 kDa
Versand	Eisbeutel