

Anti-Ny-Eso-1 Polyklonales Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P78358

Artikelnummer: CM0026725



Einführung

Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes NY-ESO-1 (CTAG1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ideal für die Erforschung von Krebs/Testis-Antigenen, da NY-ESO-1 in verschiedenen Krebserkrankungen und dem Hoden exprimiert wird. Hergestellt gegen die Aminosäuren 1-100.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NY-ESO-1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1485
GeneID	1485
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NY-ESO-1 (NP_001318.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78358
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel