

Anti-Ny-Eso-1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P78358

Artikelnummer: CM0002683



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen das humane Krebs/Hoden-Antigen NY-ESO-1 (CTAG1) gerichtet ist. Validiert für WB- und ELISA-Anwendungen, erkennt er eine 18 kDa-Bande und eignet sich für onkologische und immunodiagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NY-ESO-1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CTAG; ESO1; CT6.1; CTAG1; LAGE-2; LAGE2B; NY-ESO-1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1485
GenID	1485
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem NY-ESO-1 (P78358) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P78358
Proteingewicht	18 kDa
Versand	Eisbeutel