

Anti-Nyx Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzu5

Artikelnummer: CM0025472

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Nyctalopin (NYX) gerichtet ist und reaktiv mit Mensch und Maus ist. Geeignet für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Ideal für Studien zur Retinabiologie und Sehstörungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	NYX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CLRP; NBM1; CSNB1; CSNB4; CSNB1A; NYX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	60506
GenID	60506
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 282-481 von menschlichem NYX (NP_072089.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9GZU5
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel