

Anti-Oaf-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Ud1

Artikelnummer: CM0014758

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OAF, validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreaktiv mit murinem und Ratten-OAF. Geeignet für die Virusforschung und proteomische Anwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OAF-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	NS5ATP13TP2; OAF
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	220323
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 28-150 des humanen OAF (NP_848602.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q86UD1
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Kühlakku