

Anti-Oas1 Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - P00973

Artikelnummer: CM0020953



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes OAS1 (2'-5'-Oligoadenylat-Synthase 1), validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit Mensch und Maus. Unentbehrlich für Forschung an angeborener antiviraler Immunität und Entwicklung von IVD.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OAS1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Spezies	Mensch
GenID	4938
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-364 des humanen OAS1 enthält (NP_058132.2).
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P00973
Proteinmasse	46kDa
Versand	Eisbeutel