

Anti-Oas1 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb Und Elisa - P00973

Artikelnummer: CM0015205



Einführung

OAS1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes OAS1 mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur antiviralen angeborenen Immunität und zum 2-5A-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OAS1 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	OIAS; IFI-4; OIASI; IMD100; E18/E16; OAS1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4938
Gen-ID	4938
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem OAS1 entspricht (NP_058132.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P00973
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eisbeutel