

Anti-Oas3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y6K5

Artikelnummer: CM0026785



Einführung

OAS3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreaktiv mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für die angeborene Immunität und antivirale Forschung. Proteingewicht 121 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OAS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p100; p100OAS; OAS3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4940
GenID	4940
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 320-620 von menschlichem OAS3 (NP_006178.2) homolog ist.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6K5
Proteingewicht	121kDa
Versand	Eisbeutel