


Anti-Oasl Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15646

Artikelnummer: CM0022738



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes OASL (2'-5'-Oligoadenylatsynthetase-ähnliches Protein), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit menschlichem und murinem OASL. Ideal für Forschung zur antiviralen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OASL Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliaße	OASL; OASLd; TRIP-14; TRIP14; p59 OASL; p59-OASL; p59OASL; 2'-5'-Oligoadenylatsynthetase-ähnlich
Spezies	Mensch
Gen-ID	8638
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-350 des humanen OASL (NP_003724.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q15646
Proteinmasse	29kDa/43kDa/59kDa
Versand	Eisbeutel