

Anti-Oat Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P04181

Artikelnummer: CM0009154



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen menschliches OAT (Ornithin-Aminotransferase), validiert für WB, IF, IHC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Aminosäurestoffwechsel und mitochondrialer Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KD validiert] OAT Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4942
Gen-ID	4942
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-439 des menschlichen OAT (NP_000265.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04181
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel