

Anti-Oat Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P04181

Artikelnummer: CM0026423



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches OAT (SWISS P04181) gerichtet ist. Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Erkennt OAT in Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Aminosäurestoffwechsels und mitochondrialer Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	OAT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OKT; GACR; HOGA; OATASE; OAT
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	4942
Gen-ID	4942
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04181
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel