

Anti-Oat3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q8Tcc7

Artikelnummer: CM0024439

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OAT3, validiert für IF/ICC und ELISA. Erkennt den basolateralen organischen Anionentransporter SLC22A8, entscheidend für die Forschung zur renalen Arzneimittelausscheidung und Entgiftung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OAT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OAT3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9376
Gen-ID	9376
Immunogen	Rekombinantes Protein, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 32-123 von humanem OAT3 (NP_004245.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q8TCC7
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel