

Anti-Oaz1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P54368

Artikelnummer: CM0029780



Einführung

OAZ1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, reaktiv mit Human, Maus, Ratte. Reguliert den Polyaminstoffwechsel und den ODC-Abbau. Rekombinantes Immunogen. ~25 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OAZ1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AZ1; AZI; OAZ; OAZ1
Spezies	Human
Gen-ID	4946
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-68 von humanem OAZ1 (NP_004143.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P54368
Proteingewicht	~25 kDa
Versand	Eisbeutel