

Anti-Oca2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04671

Artikelnummer: CM0027603

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes OCA2/P-Protein, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Geeignet für Melanogenese-, Pigmentierungs- und Augenfarbsforschung. Auf Eis versendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	OCA2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	P, BEY, PED, BEY1, BEY2, BOCA, EYCL, HCL3, EYCL2, EYCL3, SHEP1, D15S12, OCA2
Spezies	Human
GeneID (Human)	4948
GeneID	4948
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-180 von humanem OCA2 (NP_000266.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q04671
Proteingewicht	93kDa
Versand	Eistasche