

Anti-Occludin Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16625

Artikelnummer: CM0007506



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches Occludin (Q16625). Validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Tight-Junction-Biologie und HCV-Eintrittsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Occludin Kaninchen mAb
Bemerkungen/Aliase	BLCPMG; PTORCH1; PPP1R115; Occludin
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	100506658
Gen-ID	100506658
Immunogen	Rekombinantes Protein entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 405-522 von menschlichem Occludin (NP_001192183.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16625
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel